

PC 30

Four de chauffe

Burnout furnace



Moufle monobloc en céramique
Single block ceramic muffle

Chauffage 4 faces
Heating on 4 faces

Face avant émaillée
Enamelled front panel

Porte inox
Stainless steel door

Caractéristiques techniques		Technical data
Température maximum - En service continu - En pointe	1050°C / 1822°F 1150°C / 2102°F	Maximum temperature - In constant use - Temporary peak
Montée en température	0 à/to 900°C : 45 min.	Temperature rise
Régulation	Régulateur électronique embrochable (avec sécurité en cas de rupture du thermocouple) Removable electronic regulator (safety device if breaking of thermocouple)	Regulation
Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz	Electric power supply
Puissance	1900 W	Power
DIMENSIONS		DIMENSIONS
Dimensions du four - Hauteur - Largeur - Profondeur	410 mm 340 mm 360 mm	Over all dimensions (furnace) - Height - Width - Depth
Dimensions de la chambre - Hauteur - Largeur - Profondeur	100 mm 160 mm 160 mm	Heating chamber dimensions - Height - Width - Depth
Poids	20 kg	Weight

Ref. FCH01PC30001

Votre fournisseur / Your dealer :